

L'AVANT GARDE

KEIRSURGICAL

Mars/Avril 2010

INCATEUR CHIMIQUE - STÉRILISATEURS À L'ACIDE PERACÉTIQUE

SPSmedical est fier de mettre en marché un nouvel indicateur chimique pour utilisation avec le système de stérilisation « STERIS SYSTEM 1® Peracetic Acid (PA) ».

L'indicateur chimique a été conçu pour la détection qualitative de l'acide peracétique (PA). L'acide peracétique oxyde le colorant sur l'indicateur, laissant le bout de l'indicateur chimique incolore.



Indicateur Chimique PA (PAS-050)



Indicateur biologique SporView PA (PCS-025)

Étapes à suivre:

1. Insérez l'indicateur chimique dans le processeur du STERIS SYSTEM 1® en utilisant la pince de plastique fournie.
2. Procéder à un cycle de stérilisation standard selon le manuel de l'utilisateur du STERIS SYSTEM 1®
3. Retirer l'indicateur chimique et comparez la couleur de l'indicateur chimique avec celui sur l'étiquette de la bouteille.
4. La couleur de l'indicateur chimique changera de la couleur du début à la couleur finale ou plus pale, si l'ingrédient actif est supérieure à 1500ppm.

Il est recommandé d'utiliser les indicateurs chimique PA en conjonction avec les indicateurs biologiques SporView PA®, l'indicateur biologique le plus rapide sur le marché.

POIRE DE GONFLAGE À USAGE UNIQUE



Poire de gonflage à usage unique Boîte/25
(Code: 69.1890/25)

La poire de gonflage à usage unique réduit le risque d'infections croisées lors de cas de sigmoïdoscopie et élimine l'utilisation de filtres hydrophobes dispendieux. La poire de gonflage de Keir Surgical est sans-latex, compatible avec la plupart des sigmoïdoscopes et vendue en boîte de 25 emballés individuellement.

Veuillez contacter votre Gérant de Territoire de Keir Surgical pour plus de renseignements sur les poires de gonflage à usage unique.

KS

KEIRSURGICAL

126-408 East Kent Avenue South
Vancouver, BC V5X 2X7

T: 800.663.4525 | F: 604.261.9549

info@keirsurgical.com | www.keirsurgical.com

L'AVANT GARDE

KEIRSURGICAL

Mars/Avril 2010

PROCTOSCOPES A USAGE UNIQUE

Keir Surgical offre aussi des proctoscopes et des tiges pour lumière à usage unique. L'utilisation de produit à usage unique réduit le risque d'infections croisées.

Keir Surgical fournis des proctoscopes tant pour adulte qu'en pédiatrie. Le proctoscope adulte mesure 70mm de longueur et 19mm de diamètre alors que le proctoscope de pédiatrie mesure 70mm de longueur et 9mm de diamètre.

La tige de lumière à usage unique vient avec un connecteur pour câble compatible avec Storz

ou Welch Allyn. La tige fournit une excellente illumination de la partie distale du proctoscope permettant un accès plus facile des hémorroïdes.

Les produits ci-haut mentionnés sont sans latex et emballé individuellement.



Proctoscope Adulte, boîte/25 (69.0365/025)
Proctoscope Pédiatrique, boîte/10 (69.0366)



Tige, Storz, boîte/25 (69.0635/025)
Tige, Welch Allyn, boîte/25 (69.0638/025)

Saviez-vous que...

- Le 5 février 2010, Keir Surgical a lancé le « eStore ». La gamme de produit chirurgical et post-chirurgical est maintenant disponible pour achat en ligne. Veuillez visiter www.keirsurgical.com/eStore pour plus d'informations.
- Le 27 mars 2010, Keir Surgical commandite un séminaire éducatif à Burnaby, Colombie-Britannique. En partenariat avec SPSmedical et Rudolf Medical, la journée éducative abordera l'entretien et la fabrication d'instrument, ainsi que la prévention des infections et la stérilisation. Les deux conférenciers, M. Chuck Hughes (SPSmedical) et Daniel Favre (Rudolf Medical), animeront les activités de la journée.

KS

KEIRSURGICAL

126-408 East Kent Avenue South
Vancouver, BC V5X 2X7

T: 800.663.4525 | F: 604.261.9549

info@keirsurgical.com | www.keirsurgical.com

Veuillez contacter votre Gérant de Territoire de Keir Surgical pour toutes autres informations.